



RACCOLTA CAMPIONE PER L'ESECUZIONE DELLO SCOTCH TEST PER OSSIURI

1. Preparare un vetrino ben pulito.
2. Tagliate un pezzo di scotch trasparente lungo 5-6 cm
3. Divaricare le natiche del bambino e far aderire lo scotch
4. Tenere lo scotch per circa 30 minuti
5. Togliere lo scotch ed applicarlo al vetrino (evitare di creare bolle d'aria).
6. Lavare accuratamente le mani (le uova sono infettanti).
7. Ripetere il procedimento per 3 mattine (preferibilmente a giorni alterni), conservando i vetrini a temperatura ambiente.
8. Consegnare i vetrini al laboratorio.