



MINERALOGRAMMA SU CAPELLO

PREPARAZIONE:

Lavare i capelli nell'intervallo tra 2GG - 5 GG PRIMA dell'esecuzione del test. Dall'ultimo lavaggio dei capelli non utilizzare prodotti quali lacche, gel, schiume etc fino alla raccolta dei capelli.

PRELIEVO/RACCOLTA.

Tagliare 0,5 grammi di capelli (l'equivalente di un cucchiaino da minestra) il più vicino possibile alla cute nella zona nucale. La lunghezza massima deve essere di circa 4-5 cm. Attenzione: Se l'esame viene effettuato come controllo dopo aver eseguito trattamento terapeutico la lunghezza massima del capello dovrà essere di circa 2 cm CAMPIONE.